



M6 / HEM 7001-E



Perfil del usuario

- Personas con trastornos de pulso.
- Personas que tengan que controlar sus promedios de presión diarios (mañana, tarde y noche).
- Cualquier usuario ya que se puede adaptar el manguito grande, L, y el manguito pequeño, S.
- Personas con hipertensión severa.
- Personas con gran variabilidad tensional.
- Personas de la tercera edad, su manejo es muy fácil y el display muy grande.
- Indicado para el uso profesional, al poderse adaptar los tres tamaños de manguitos y utilizar el sistema de hinchado "IntelliSense".

Características diferenciales

- Icono de fiabilidad de la medición: si la medición está afectada por alguna alteración del pulso, lo indica. Si la alteración es muy importante, no da medición pero sí indica la alteración.
- Icono de movimiento del brazo.
- Permite adaptar el manguito L para brazos de un perímetro de 32-42 cm y el manguito S para brazos de un perímetro de 17-22 cm.
- Puede conectarse a la red mediante transformador marca OMRON.
- El hinchado se lleva a cabo mediante el nuevo sistema "IntelliSense", el cual representa el método más moderno para la medición oscilométrica. No se necesitan ni una preselección de presión ni un rehinchado posterior.
- Memoriza las últimas 90 tomas de presión y pulso, dando el promedio de las tres últimas e indicando fecha y hora.

Características técnicas

Fuente de alimentación:	4 pilas alcalinas tipo AA de 1,5 V. Adaptador a la red opcional
Método de medición:	Oscilométrico
Visor:	Pantalla LCD
Rango de medición:	Presión arterial: 0-299 mmHg Pulso: 40-180 pulsaciones / minuto
Precisión:	+/- 3 mmHg y +/- 5% de las pulsaciones que indica el visor.
Hinchado:	Hinchado automático. "IntelliSense"
Deshinchado:	Válvula automática de control de liberación de aire.
Vida útil de las pilas:	Aprox. 1.500 mediciones
Manguito:	Tipo M para brazos de 22 a 32 cm de perímetro
Dimensiones exteriores:	Monitor: 131 mm x 84 mm x 155 mm Manguito: 140 mm x 480 mm
Peso:	Aprox.: 355 gr sin pilas.

Validación Clínica

Validado según los criterios del Protocolo Internacional Asmar
Pendiente de Publicación

 **Quirumed S.L.**
SUMINISTROS MEDICOS
Avda. Constitución 83 Bajo · 46009 – Valencia
Tel. 96 338 38 33 · Fax. 96 338 38 34
quirumed@quirumed.com
www.quirumed.com

OMRON[®]